

■ 内視鏡固定器用アダプター


硬性鏡外筒保持用




製品コード:09-100-0100
製品番号:HM1050-05
把持サイズ:φ5mm



製品コード:09-100-0120
製品番号:HM1050-10
把持サイズ:φ10mm



製品コード:09-100-0140
製品番号:HM1030
把持サイズ:φ5~10mm



製品コード:09-100-0160
製品番号:HM1020
把持サイズ:φ10mm

硬性鏡本体保持用



製品コード:09-120-0100
製品番号:HM1012
把持サイズ:φ14~16mm



製品コード:09-120-0120
製品番号:HM1430
把持サイズ:φ14~30mm



製品コード:09-120-0140
製品番号:HM1525
把持サイズ:15~25mm



製品コード:09-140-0100
製品番号:HM3242
把持サイズ:φ32~42mm

カメラヘッド保持用

鉗子アウター保持用



製品コード:09-160-0100
製品番号:SM305
把持サイズ:φ5mm



製品コード:09-160-0120
製品番号:SM310
把持サイズ:φ10mm



製品コード:09-160-0140
製品番号:HM0305
把持サイズ:φ3・φ5mm



製品コード:09-160-0160
製品番号:HM0510
把持サイズ:φ5・φ10mm

腸へら用



製品コード:09-180-0100
製品番号:IS-1000
把持サイズ:~50mm

マルチホルダー



製品コード:09-200-0100
製品番号:MH0610
把持サイズ:φ6~10mm

固定器取付用架台



製品コード:07-200-0000
製品番号:KD-1

JapanQuality

Flexible Multi Device Holder
LOCK-ARM System



※本製品は予告なく変更をする場合がありますので予めご了承ください。

抜群の操作性と瞬時のロックシステム

■ 簡単・迅速なセッティング ■

---Flexible---

- 幅広い可動域
- ストレスのない操作性
- レスポンスの良いロック機構


---Multi Device Holder---

- スコープ
- 鏡視下手術器具
- 臓器圧排鉤
- マニピレーター



| 製品コード | 製品名 | JANコード |
|-------------|-----------------|---------------|
| 10-100-0100 | ロックアームカバー 20枚入り | 4580113472599 |

【固定器F-5 ハンドスイッチシステム】




| 製品コード | 製品名 | JANコード |
|-------------|--------------------------|---------------|
| 20-200-0100 | F-5システム | 4571139795304 |
| 20-200-0120 | F-5Pシステム(延長ポール付) | 4571139795311 |
| 20-200-0140 | F-5PSシステム(延長ポール・左右回転付) | 4571139795328 |
| 20-200-0160 | F-5PBシステム(延長ポール・前回転付) | 4571139795335 |
| 20-200-0180 | F-5PWシステム(延長ポール・左右・前回転付) | 4571139795342 |
| 20-200-0200 | F-5Sシステム(左右回転付) | 4571139795359 |
| 20-200-0220 | F-5Bシステム(前回転付) | 4571139795366 |
| 20-200-0240 | F-5Wシステム(左右・前回転付) | 4571139795373 |

【システム共通付属品】

| | |
|--------------------|--------|
| 固定器F-5(ハンドスイッチタイプ) | ×1 |
| 制御ボックス | ×1 |
| 中継ケーブル・チューブ | 3.0m×1 |
| パイピングチューブ | 8.0m×1 |
| 把持用アタッチメント | ×2 |

仕様
 作動方式 ハンドスイッチ(2タッチ)
 供給源 窒素ガス 0.5Mpa
 サイズ シリンダー部:64×64mm
 アーム部:φ16mm×680mm
 重量 4Kg
 保持力 MAX1.5Kg
 取付箇所 手術台サイドレール
 滅菌方法 固定器:専用滅菌ドレープ
 ホルダー:オートクレープ
 制御ボックス AC100V

【固定器F-5F フットスイッチシステム】



| 製品コード | 製品名 | JANコード |
|-------------|---------------------------|---------------|
| 20-300-0100 | F-5Fシステム | 4571139795403 |
| 20-300-0120 | F-5FPシステム(延長ポール付) | 4571139795410 |
| 20-300-0140 | F-5FPSシステム(延長ポール・左右・前回転付) | 4571139795427 |
| 20-300-0160 | F-5FPBシステム(延長ポール・前回転付) | 4571139795434 |
| 20-300-0180 | F-5FPWシステム(延長ポール・左右・前回転付) | 4571139795458 |
| 20-300-0200 | F-5FSシステム(左右回転付) | 4571139795465 |
| 20-300-0220 | F-5FBシステム(前回転付) | 4571139795472 |
| 20-300-0240 | F-5FWシステム(左右・前回転付) | 4571139795489 |

【システム共通付属品】

| | |
|---------------------|--------|
| 固定器F-5F(フットスイッチタイプ) | ×1 |
| フットスイッチ | ×1 |
| フットスイッチ用入力ホース | 8.0m×1 |
| フットスイッチ用出力ホース | 2.0m×1 |
| 把持用アタッチメント | ×2 |

仕様
 作動方式 フットスイッチ
 供給源 窒素ガス 0.5Mpa
 サイズ シリンダー部:64×64mm
 アーム部:φ16mm×680mm
 重量 4Kg
 保持力 MAX1.5Kg
 取付箇所 手術台サイドレール
 滅菌方法 固定器:専用滅菌ドレープ
 ホルダー:オートクレープ

