


気流を変えて、視界を切りひらく

ミストやスモークをエネルギーデバイスの先端近くから吸引



- 術野のくもり防止
- 開腹手術にも有用

届出番号：22B2X10024000033

販売名称：イージスクリア

一般的名称：再使用可能な汎用吸引チップ

JMDNコード：38749000


クラス分類：一般医療機器

Aegis Clear

イージスクリア



イージスクリア装着なし



イージスクリア装着あり

40-420-0150	AC-0200-125	φ8mm×125mm	全長150mm	JANコード：4571139796738
40-420-0200	AC-0200-285	φ8mm×285mm	全長310mm	JANコード：4571139796448
40-420-0204	AC-0200-325	φ8mm×325mm	全長350mm	JANコード：4571139796486

※鏡視下で排気流量の設定を不必要に高くした状態での使用や長時間の使用は気腹圧低下を引き起こす可能性があります。



固定用チップ (20個入)

40-420-0942 AC-0220-050 JANコード：4571139796493

※本製品は予告なく変更をする場合がありますので予めご了承ください。

製造販売元

株式会社 システム・ジェーピー

〒435-0006 静岡県浜松市中央区下石田町1025-1

TEL053-545-4700/FAX053-545-4701

<http://www.sysjp.com>