

付属品



製品コード: 05-200-0870
レール固定金具



製品コード: 05-200-0800
ロック付きフットスイッチ



製品コード: 05-100-0770
パイピングホース空気ピン方式



製品コード: 07-700-0720
ジュラルミン製ケース

オプション



製品コード: 07-200-0220
ダブルフットスイッチ ユニット
※1台のロックアームを2台のフット
スイッチで操作



製品コード: 07-700-0310
2又アウトレット
空気ピン方式



製品コード: 07-700-0320
2又アウトレット
空気シュレーダー方式



製品コード: 05-100-0780
パイピングホース8m
空気シュレーダー方式



製品コード: 07-700-0300
調整器(ポンペ用)空気ピン方式



製品コード: 07-700-0301
調整器(ポンペ用)
空気シュレーダー方式

消耗品



製品コード: 10-100-0300
ロックアームカバー(滅菌済)
PP-F-20X-01 20枚入り

特定保守管理医療機器とは

医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理がおこなわれなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が指定するものです。

ロックアームの機能を維持し、安心・安全にご使用いただくために

ロックアームを安全に、常に良い状態でご使用いただくために、1年に1回の定期点検(有償)の実施をお願いいたします。



事前に注意事項などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。定期点検および術前・術後の点検を行ってください。

※本製品は予告なく変更をする場合がありますので予めご了承ください。2026.05

製造販売業者

株式会社 システム・ジェーピー

〒435-0006 静岡県浜松市中央区下石田町1025-1

TEL053-545-4700 / FAX053-545-4701

<https://www.sysjp.com>

System-Jp

安定した視界が手術を次のステージへ
Stable vision takes surgery to the **Next stage**



ぶれのない安定した術野映像を提供
術者の集中力を最大限に引き出し、より安全で、より迅速な手技を可能に

Flexible Multi Device Holder
Lock-Arm[®] F-20X

This system is a flexible, self-retaining, multi-device holder powered by compressed air. Surgeons can freely move the arm with one hand using a footswitch and hold it in the intended position.

Next stage

✓ ぶれのない安定した術野映像を提供
Stable Surgical Field

✓ 圧縮空気を動力とした柔軟かつ自己保持機能型マルチデバイスホルダー
Flexible Self-Retaining Holder

✓ アームを自由に操作し指定する位置にフットスイッチで固定
Foot Switch Control



一般的名称：内視鏡ホルダー
JMDNコード：16240000
届出番号：22B2X10024000027
販売名称：ロックアーム F-20X
クラス分類：クラスI 特定保守管理医療機器

Lock-Arm® F-20X

製品コード：22-700-0200 製品名・規格 Lock-Arm F-20X ロックアーム F-20X BJ-IIシステム
JAN:4571139796356

システム構成

- 01-500-0100 ロックアーム F-20X 本体
- 05-200-0870 レール固定金具
- 05-200-0800 ロック付きフットスイッチ
ボールジョイントホルダー 2個
パイピングホース 8m
- 07-700-0720 ジュラルミン製 F-20X 収納ケース

F-20X 仕様

作動方式：フットスイッチ
供給源：圧縮空気 0.4Mpa
サイズ：シリンダー部 45×65×210mm (突起部含まず)
アーム部 φ16mm×620mm
重量：3kg(本体のみ)
保持力：1.5kg
取付箇所：手術台サイドレール

多様化したニーズに対応する ボールジョイントホルダー

Ball Joint Holders for Diverse Applications

スコープ 鏡視下用手術機器 臓器圧排
吊り上げ鉤 マニピュレーター 各種

一般的名称：内視鏡固定具
JMDNコード：37090030
届出番号：22B2X10024000029
販売名称：ジョイントホルダー
クラス分類：クラスI



製品コード：09-200-0100

製品番号 HM3510SLBJ
把持サイズ φ3,5,10mm
JANコード 4571139796585



製品コード：09-120-0122


製品番号 HM1430BJ
把持サイズ φ14~30mm
JANコード 4571139796554



製品コード：09-120-0135

製品番号 HM0135BJ
把持サイズ 脊椎手術用硬性
内視鏡用※
JANコード 4571139796684

※リチャードウルフ社製



製品コード：09-140-0102

製品番号 HM3242NBJ
把持サイズ φ32~42mm
JANコード 4571139796561



製品コード：09-120-0190

製品番号 HM0190BJ
把持サイズ LTF-S190用※
JANコード 4571139796677
※オリンパス社製



製品コード：09-180-0102

製品番号 IS-1000NBJ
把持サイズ ~50mm
JANコード 4571139796578
※製品に腸へらは含まれておりません。



製品コード：09-220-0140

製品番号 HM1545LBJ
把持 ランゲンベック
扁平鉤
JANコード 4571139796615
※製品にランゲンベック扁平鉤は含まれておりません。



製品コード：09-220-0160

製品番号 HMAPH01
把持 アクセスポート
JANコード 4571139796288
※製品にジェルポイントバスは含まれておりません。



製品コード：09-120-0708

製品番号 HM0708BJ
把持サイズ φ7~8mm
JANコード 4571139796691



製品コード：09-120-0180

製品番号 HM0018BJ
把持サイズ 脊椎手術硬性
内視鏡用
JANコード 4571139796745

※スミス・アンド・ネフュー社製